

FICHE PRODUIT



Coloration de ZIEHL-ARMAND: fuchsine de ZIEHL: 2 500 ml (standard)

Référence : RER-3204902500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Coloration de ZIEHL-ARMAND (variante de ZIEHL-NEESEN) REACTIFS RAL:

Elle permet de réaliser simultanément la décoloration des bactéries, excepté les mycobactéries, et la coloration des fonds au bleu de méthylène.

Conditionnement minimum de vente: 2 500 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-ziehl-armand-neelsen/1386-coloration-de-ziehl-armand-fuchsine-de-ziehl-2500ml-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com