

FICHE PRODUIT

Centrifugeuses de Capacité Moyenne, Modèle NF 400 / 400R

Référence : SOC-NF400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuses de Capacité Moyenne, Modèle NF 400 / 400R

Les centrifugeuses de paillasse **NF 400/400R** sont conçues pour répondre à des besoins quotidiens. La performance et la capacité des centrifugeuses NF 400/400R sont **idéales pour la séparation des échantillons de sang, les particules de sédiment urinaire**, et autres applications habituelles dans des laboratoires de taille petite ou moyenne.

La centrifugeuse **NF 400** est un **modèle ventilé qui assure une augmentation faible de la température des échantillons** à l'aide du système de flux d'air continu dans le réseau de ventilation du couvercle.

Spécifications Techniques / NF 400 / 400R Centrifugeuses de Capacité Moyenne

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	NF 400	NF 400R
Vitesse maximum	4.100 rpm	
RCF maximum	2.819xg	
Capacité du tube	Rotor libre : 4x100 ml / Rotor angulaire : 30x15 ml	
Système de contrôle	N-Prime TM Contrôle par microprocesseur programmable	
Gamme de vitesse	1.000 - 4.100 rpm	
Étape de réglage de la vitesse	10 rpm	
Gamme de minuterie	1-99 minutes + position de maintien	
Étape de réglage de minuterie	1 minute	
Taux d'accélération / freinage	10/10	
Écart de température	-	-9°C / +40°C
Étape de réglage de la température	-	1°C
Moteur	Moteur à induction	
Corps et couvercle	Acier revêtu de poudre d'époxy-polyester	
Chambre	Acier inoxydable	
Alimentation	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Consommation d'énergie	450 W	750 W
Dimensions extérieures (LxPxH) mm	380x475x335	680x530x390
Dimensions d'emballage (LxPxH) mm	440x510x570	870x650x570
Poids net / brut kg	26 / 32	60 / 74

Options et Accessoires / NF 400 / 400R Centrifugeuses de Capacité Moyenne
ROTORS LIBRES
SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Code	Rotor	Description	Capacité	Diamètre max du tube (mm)	Rayon (mm)	Vitesse maximale RPM	Max RCF xg
B 50 024	RA 100	Rotor libre	4x100 ml		150	4.100	2.819
G 51 001		Lot de 4 inserts	1x100 ml	46,5	143	4.100	2.687
G 51 002		Lot de 4 inserts	1x50 ml conique	30	147	4.100	2.763
G 51 003		Lot de 4 inserts	4x15 ml	17	139	4.100	2.612
G 51 004		Lot de 4 inserts	2x15 ml conique	17	150	4.100	2.819
G 51 005		Lot de 4 inserts	4x7 ml	13	139	4.100	2.612
G 51 006		Lot de 4 inserts	4x5 ml	13	114	4.100	2.142
G 51 041		Lot de 4 inserts	17x5 ml	13	124	4.100	2.330
B 50 018	MP 100	Rotor de plaque de microtore	2x1 microplaque		107	4.100	2.011

ROTOR ANGULAIRE

Code	Rotor	Description	Capacité	Diamètre max du tube (mm)	Rayon (mm)	Vitesse maximale RPM	Max RCF xg
B 50 035	AR 450	Angle rotor	30x15 ml	17	130	4.100	2.450
B 50 028	RS 240	Angle rotor	16x15 ml	17	114	4.100	2.142

ADAPTATEURS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Code	Type de tube	Diamètre max du tube (mm)
G 03 057	1.5/2 ml tubes	11
G 03 014	7 ml tubes aspirés / non aspirés	13
G 03 015	5 ml tubes aspirés / non aspirés	13

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/13868-centrifugeuses-de-capacite-moyenne-modele-nf-400-400r.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com