

FICHE PRODUIT



Congélateur de plasma, Modèle F501

Référence : SOC-5017010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur de plasma, Modèle F501

Le congélateur de plasma Modèle F 501 offre une température de consigne pouvant descendre jusqu'à -41°C. Avec un volume net de 510 L et une capacité de stockage de 460 poches de plasma (350 mL), **le congélateur de plasma Modèle F 501** est la solution idéale pour assurer la qualité de votre plasma fraîchement congelé. La technologie d'auto-dégivrage intelligent qui évite la formation de givre sans impacter la stabilité de la température (livre blanc) est le fruit de 40 ans d'expertise en réfrigération médicale.

Dispositifs médicaux de classe IIa et accrédités par AABB, le congélateur de plasma F 501 est en inox de haute qualité et recouvert d'une protection antibactérienne, assurant une meilleure longévité et une facilité d'entretien et de nettoyage. Ce congélateur offre fiabilité, efficacité et sécurité pour la gestion de grands stocks.

Spécifications Techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Volume brut / Net (l) : 598 / 510

Capacité de stockage (poches de plasma) : 460 (350 ml)

Température de consigne (préréglée) : -41°C

Température de consigne (plage de réglage) peut être ajustée par pas de : 0.1°C-41°C à -32°C

Limite d'alarme basse / haute température : -46°C / -32°C

Classe climatique (domaine de température) : SN (+10°C à +32°C)

Technique de dégivrage : hot gas

Fluide frigorigène (réfrigérant) : R290

Dimensions extérieures H x L x P (mm) 1988 x 845 x 1039

Dimensions intérieures H x L x P (mm) : 1370 x 590 x 713

Poids net avec équipement standard (kg) : 301

Capacité de stockage (poches de plasma) 460 (350 ml)

Plage de tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Puissance (W) : 1300

Consommation d'énergie (kWh/24h) : 6.6

Émission de chaleur (Kcal/h) : 236

Taux d'utilisation du compresseur (%) : 42

Niveau sonore (dB(A)) (à 1m de hauteur et 1m de distance) : 60

Supply_voltage_v2 : 220

Fréquence (Hz) : 60

Puissance (W) : 1300

Consommation d'énergie (kWh/24h) : 5.4

Émission de chaleur (Kcal/h) : 192

Taux d'utilisation du compresseur (%) : 40

Niveau sonore (dB(A)) (à 1m de hauteur et 1m de distance) : 60

Plage de tension (V) : 115-127

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Fréquence (Hz)60

Puissance (W)1300

Consommation d'énergie (kWh/24h)5.2

Émission de chaleur (Kcal/h)186

Taux d'utilisation du compresseur (%)43

Niveau sonore (dB(A)) (à 1m de hauteur et 1m de distance) : 54

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateurs-de-plasma-sanguin/13869-congelateur-de-plasma-modele-f501.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com