

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse, Modèle EBA 200 | 200 S

Référence : SOC-EBA200S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuse de paillasse, Modèle EBA 200 | 200 S

Les centrifugeuses des modèles EBA 200 et 200 S sont de petites centrifugeuses pratiques qui permettent de traiter une quantité d'échantillon peu importante. **Le modèle EBA 200 S** plus puissant **permet de fournir au bout de 3 minutes seulement un plasma pauvre en plaquettes** pour l'analyse clinique.

Ces deux modèles sont **équipés en série d'un rotor angulaire 8 places** permettant de loger des tubes de prélèvement sanguin / d'urine d'un volume allant jusqu'à 15 ml.

CARACTÉRISTIQUES**CAPACITÉ MAX.:** 8 x 15 ml**ACR MAX.:** 3.461 | 6.153**RPM MAX.:** 6.000 min⁻¹ | 8.000 min⁻¹**POIDS:** env. 9 kg | 11 kg**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

REFROIDISSEMENT: ventilé**DIMENSIONS (L x P x H):** 261 x 353 x 228 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/13871-centrifugeuse-de-paillasse-modele-eba-200-200-s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com