

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de laboratoire, Modèle HAEMATOKRIT 200

Référence : SOC-HAE200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'**HAEMATOKRIT 200** est une **centrifugeuse compacte et performante**, utilisée pour déterminer le pourcentage du volume occupé par les érythrocytes dans le sang. Elle est capable de **déterminer l'hématocrite en seulement 7 minutes**, de traiter jusqu'à 24 tubes capillaires par cycle à une ACR maximale de 16.060 et met moins de sept minutes pour concentrer au maximum les cellules. Le couvercle du rotor, qui sert aussi de disque de lecture, permet de lire facilement l'hématocrite déterminé après la sédimentation.

CARACTÉRISTIQUES**CAPACITÉ MAX.:** 24 capillaires**ACR MAX.:** 16.060**RPM MAX.:** 13.000 min⁻¹**POIDS:** env. 10 kg**REFROIDISSEMENT:** ventilé**DIMENSIONS (L x P x H):** 261 x 353 x 228 mm**DOMAINES D'APPLICATION****HÉMATOLOGIE, ONCOLOGIE****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Test de bilirubine pendant les examens de dépistage chez les nouveau-nés. Examens spéciaux dans le cadre des leucémies.

ANALYSE CLINIQUE

Détermination de l'hématocrite.

L'évaluation de l'hématocrite par centrifugation est la référence absolue, nécessaire pour calibrer les analyseurs fournissant les valeurs d'hématocrite.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/13873-haematokrit-200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com