

FICHE PRODUIT



Moniteur de signes vitaux V6

Référence : SOC-MSVV6

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur de signes vitaux V6

Retrouvez le meilleur du Moniteur de signes vitaux sur SOCIMED !

Configuration standard

Unité principale

Écran LCD TFT 7 pouces

PNI, BLT SpO2, PR, oreille infrarouge instantanée TEMP

Batterie au lithium rechargeable Batterie

1000 données patient

5000 groupes NIBP examen des données de mesure pour un patient

1000 groupes d'examen des événements d'alarme

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Fonctionnalités

La conception entière est légère et flexible, opération simple, adaptée aux consultations externes, aux urgences, au département d'examen physique et à d'autres départements

Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonataux à temps plein avec surveillance des signes vitaux

Écran couleur TFT haute performance de 7 pouces, écran tactile en option

Avec le mode ambulatoire et le mode de surveillance, deux modes de fonctionnement pour répondre à l'examen physique rapide multi-patients et à la surveillance continue d'un seul patient

Surveillance de l'oxygène dans le sang, du pouls, de la pression artérielle non invasive, de la surveillance rapide de la température en option et de la surveillance du dioxyde de carbone à expiration, de la flexibilité des paramètres pour répondre à une variété d'applications cliniques

Température corporelle en utilisant la méthode de surveillance infrarouge de la température de l'oreille, la vitesse de mesure, des tours rapides conviviaux à utiliser et le module de température corporelle avec fonction de compensation automatique de la température, mesure précise

Avec tonalité de modulation d'impulsion, système d'appel infirmier

Enregistreur thermique double canal intégré en option, le canal à imprimer peut être sélectionné arbitrairement

Batterie au lithium enfichable intégrée, longue alimentation pour répondre à l'utilisation des ambulances et des ambulances

Peut prendre en charge le scanner de codes à barres USB, peut saisir rapidement les informations du patient

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/13874-moniteur-de-signes-vitaux-v6.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com