

FICHE PRODUIT

Balance à organes C15AG 6KG/1G ou 3KG/0.5G

Référence : SOC-CAG1561

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance à organes C15AG; 6KG/1G ou 3KG/0.5G

La **balance pour organes C 15AG-S** est une solution de pesage efficace, fabriquée en acier inoxydable. Dotée d'une batterie intégrée avec plus de 90 heures d'autonomie, cette **balance d'organes** est idéale pour vos salles mortuaires. Certifiée CE, la **balance C15AGS** est la balance à organes qu'il vous faut.

Caractéristiques techniques:

Afficheur

LCD 6 digits de 19 mm avec backlight

Pesée :

Max : 3kg / 6kg

D : 0.5 g / 1g

Clavier

6 touches à effet tactile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Fonctions

Pesée simple

Pesage par lot

Alimentation

Par bloc secteur 230V / 50Hz

Batterie intégrée DC 6 V/ 4.5 Ah

Autonomie jusqu'à 100 heures

Dimensions

Balance : 280 x 74 x 310 mm (l x h x p)

Plateau Inox : 210 x 210 mm

Colisage

Dimensions : 400 x 360 x 200 mm

Poids : 4.7 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/13883-balance-a-organes-c15ag-6kg-1g-ou-3kg-0-5g.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com