

FICHE PRODUIT



Support chariot pour moniteur V6

Référence : SOC-201000023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Support chariot pour moniteur V6

Description

Capacité de charge : 25 kg

Angle d'inclinaison : 0 ° (Offrez des accessoires en option qui pourraient ajuster l'angle de 15 ° à 180 °)

Angle de rotation : 360 °

Taille du chariot : 80 * 24 * 66cm

Hauteur réglable : 1130 mm

Ajustement : mécanique

Matériau : Alliage d'aluminium + tôle

Méthode d'installation : Fixation par vis

Taille de l'emballage: 78 * 63 * 21,5 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids brut : 9 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots-divers/13884-support-chariot-pour-moniteur-v6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com