

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de banque de sang, Modèle B701

Référence : SOC-7017010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de banque de sang, Modèle B701

Le réfrigérateur de banque de sang Modèle B701 vous offre un volume net de 636 L et une capacité de stockage élevée (625 poches de sang de 350 ml). Cette solution qui vous aidera à protéger vos échantillons sanguins repose sur une technologie de refroidissement de pointe, fruit de 40 d'expertise en réfrigération médicale.

Dispositif médical de classe II(a) (EU), classe II (FDA) et accrédités par AABB, **le réfrigérateur de banque de sang B701** est fabriqué en inox de haute qualité et recouvert d'une protection antibactérienne, assurant une meilleure longévité et une facilité d'entretien et de nettoyage. **Ce réfrigérateur de banque de sang, Modèle B701** offre fiabilité, efficacité et sécurité pour la gestion de grands stocks.

Spécifications Techniques

Volume brut / Net (l) : 747 / 636

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité de stockage (poches de sang) : 450 (450ml) / 625 (350ml)

Température de consigne (préréglée) : +4°C

Limite d'alarme basse / haute température : +2°C / +6°C

Hold over time (+4°C à +10°C) : 2 h 48

Classe climatique (domaine de température) : SN / T (+10°C à +43°C)

Technique de dégivrage : Naturel

Fluide frigorigène (réfrigérant) : R600a

Dimensions extérieures H x L x P (mm) : 1988 x 992 x 1039

Dimensions intérieures H x L x P (mm) : 1167 x 740 x 713

Plage de tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50 / 60

Puissance (W) : 300

Consommation d'énergie (kWh/24h) : 1.5 (50Hz) / 1.6 (60Hz)

Émission de chaleur (Kcal/h) : 36

Taux d'utilisation du compresseur (%) : 27

Niveau sonore (dB(A)) (à 1m de hauteur et 1m de distance) : 50 (50Hz) / 51(60Hz)

Plage de tension (V) : 115-127

Fréquence (Hz) : 60

Puissance (W) : 300

Consommation d'énergie (kWh/24h) : 1.4

Émission de chaleur (Kcal/h) : 35

Taux d'utilisation du compresseur (%) : 29

Niveau sonore (dB(A)) (à 1m de hauteur et 1m de distance) : 46

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/13885-refrigerateur-de-banque-de-sang-modele-b701.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com