

FICHE PRODUIT

Glacière à tube, Modèle RCW8

Référence : SOC-8017010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière à tube, Modèle RCW8

Conteneur de transport de vaccins.

Pour le transport sécurisé de vaccins ou médicaments du centre de stockage aux sites de vaccination.

-

Spécifications Techniques

Dimensions extérieures H x L x P (mm) 437 x 588 x 288

Dimensions intérieures H x L x P (mm) 270 x 340 x 260

Poids net avec équipement standard (kg) 6.8

Cold Life à +43°C 57 h 54 (up to +10°C)

Fonction : Conteneurs de transport de vaccins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Volume brut (l)20

Capacité de stockage de vaccins (l)6

Système de réfrigération : Passif

Zone climatique : Zone chaude (+43°C)

Poids à l'expédition (kg) : 11

Code PQS : E004 / 003

Nombre d'icepacks requis (pour vaccins) : 10 x 0.6 L / 2 x 0.3 L

Épaisseur de l'isolation (polyuréthane) : 50-60 mm

Poids(kg) Brut - chargé (plein) : 16.4

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/13886-glaciere-a-tube-modele-rcw8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com