

FICHE PRODUIT

Analyseur de biochimie automatique, DS301

Référence : SOC-DS301

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur de biochimie automatique, DS301

Spécifications:

- 1- Modèle de dosage: accès aléatoire avec système de lecture directe
- 2- Test: 40 tests
- 3- Débit: 1 Réactif: 300 test / h (max); 2 Réactif: 240 test / h; Avec ISE: +120 test / h
- 4- Position échantillon: 60
- 5- Volume d'échantillon: 1-100ul, 0,1ul / pas
- 6- Position du réactif: 40 ou 80 (facultatif)
- 7- Volume de réactif: R1: 1-400ul, 1ul / étape, R2: 1-400ul, 1ul / étape
- 8- Longueur d'onde: 340-810nm
- 9- Source lumineuse: lampe halogène
- 10- Méthode: point final, cinétique, temps fixe, immunoturbidimétrie, réactif 1-2, multistandard, blanc réactif / sérum, etc.
- 11- Contrôle qualité: programme de contrôle qualité Levy Jennings à 3 niveaux.
- 12- Imprimante: plusieurs formats de rapport disponibles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/13891-analyseur-de-biochimie-automatique-ds301.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com