

FICHE PRODUIT

Canne modèle GCW7938L

Référence : SOC-GCW7938L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Taille: 77.5-100 cm *
- Poids net: 0.35 kg
- Dimensions: 79x34x19 cm
- Pièces dans un carton: 20
- Poids brut: 8 kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/139-canne-modele-gcw7938l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com