

FICHE PRODUIT

Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces.

Référence : SOC-40010004

Description du produit

Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces

Le **Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces** est un **équipement de laboratoire**, de forme concave, en verre, dont les bords ont été ramollis à la flamme pour en supprimer les parties coupantes. On l'utilise principalement pour **couvrir un bécher**, pour **évaporer un liquide**, pour **effectuer certaines réactions d'identification** ou pour **peser une quantité de matière** (généralement sous forme solide).

- Les propriétés de ce **Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces** sont conformes aux prescriptions de la norme DIN 12341.
- Ce **Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces** est disponible sur **SOCMED** en différents diamètres : 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm.
- Conditionnement minimum de vente : lot de 10 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/verre-de-montre/13923-verre-de-montre-bord-rebrule.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
diametre - 4cm	SOC-40010004a	
diametre - 5cm	SOC-40010004b	
diametre - 6cm	SOC-40010004c	
diametre - 7cm	SOC-40010004d	
diametre - 8cm	SOC-40010004e	
diametre - 9cm	SOC-40010004f	
diametre - 10cm	SOC-40010004g	
diametre - 11cm	SOC-40010004h	
diametre - 12cm	SOC-40010004i	
diametre - 14cm	SOC-40010004m	
diametre - 15cm	SOC-40010004n	
diametre - 16cm	SOC-40010004o	
diametre - 18cm	SOC-40010004p	
diametre - 20cm	SOC-40010004q	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com