

FICHE PRODUIT



Pipettes à Sédimentation D'après Westergren- Adler, lot de 10

Référence : SOC-40385010

Points forts

- délais : 48 heures
- Matière de la pipette : en verre
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

Pipettes À Sédimentation D'après Westergren-Adler, CE

Pipettes À Sédimentation D'après Westergren-Adler avec bourrelet

Spécificités :

Division : 0 – 200 : 1 mm

Longueur entre la pointe et le bord inférieur du bourrelet : env. 240 mm

Longueur totale : env. 300 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-en-verre-pyrex/13947-pipettes-a-sedimentation-d-apres-westergren-adler-ce.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Matière de la pipette	en verre
Tolérance des pipettes	± 0.001 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com