

FICHE PRODUIT

Tubes à Dilution Pour Hémomètre Divisé En Gramme, Graduation Double

Référence : SOC-40457002

Points forts

- délais : 48 heures
- Matière de la pipette : en verre

Description du produit

Tubes À Dilution Pour Hémomètre Divisé En Gramme, Graduation Double

Tubes À Dilution Pour Hémomètre avec échelle en grammes g/dl et en unités d'hémoglobine HE

Longueur : 120mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-en-verre-pyrex/13952-tubes-a-dilution-pour-hemometre-divise-en-gramme-graduation-double.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Matière de la pipette	en verre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com