

FICHE PRODUIT

Hémoglobinomètre En Boîte Carton

Référence : SOC-40456010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Hémoglobinomètre En Boîte Carton

Hémoglobinomètre En Boîte Carton à 2 baguettes colorées pour dosage de l'hémoglobine d'après la méthode acide chlorhydrique-hématine de Sahli.

Les tubes et pipettes Sahli sont à graduation indélébile «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four. Avec mode d'emploi

Composé de:

Tube à dilution

Goupillon

Support

Pipette de Sahli

Embout avec tuyau

Flacon avec capuchon à vis

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Bâtonnet en verre

Pipette

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/13956-hemoglobinometre-en-boite-carton.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com