

FICHE PRODUIT

MICROSCOPE OPTIQUE TRINOCULAIRE DROIT Modèle BS.1153-EPL

Référence : SOC-BS1153EPL

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique
- Tête d'observation : Trinoculaire

Description du produit

MICROSCOPE OPTIQUE TRINOCULAIRE DROIT Modèle BS.1153-EPL

Les microscopes Optique trinoculaire bien équipés de la série bScope sont utilisés intensivement dans les écoles secondaires, les universités, les laboratoires de petite et moyenne taille et pour les applications vétérinaires. Outre une excellente conception ergonomique, ces microscopes robustes et à un prix attractif sont disponibles en plusieurs configurations avec des oculaires HWF 10x / 20 mm et des objectifs pour un champ clair et un contraste de phase.

La conception du bScope est à la fois ergonomique et évolutive. Les oculaires réglables en hauteur et les commandes de niveau bas minimisent la fatigue pendant les longues sessions de travail et offrent donc plus de confort aux microscopistes. La taille robuste et compacte du bScope avec son système de stockage par câble permet plus d'espace de travail, un fonctionnement plus sûr et un stockage facile.

Spécifications Techniques du microscope optique trinoculaire**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Microscope trinoculaire bScope, oculaires HWF 10x / 20 mm et tourelle quadruple avec objectifs à huile E-plan phase EPLPH 10/20 / S40 / S100x, platine 131 x 152/197 mm avec platine X-Y mécanique intégrée 77 x 36 mm sans rack. Condenseur à contraste de phase Zernike avec diaphragme à iris et porte-filtre. Livré sans piles rechargeables

Oculaires HWF 10x / 20 mm

Tête trinoculaire, type Siedentopf, tubes inclinés à 30 °. Distance interpupillaire 48-75 mm Réglage en dioptrie sur tube gauche

Tourelle nasale quadruple inversée sur roulements à billes E-plan phase EPLPH 10x, 20x, S40x, S100x Objectifs à immersion dans l'huile pour contraste de phase Toutes les optiques sont traitées antifongique et traitées antireflet pour un débit lumineux maximal Réglages coaxiaux grossiers et fins avec 180 graduations .

Précision 1,1 µm, 0,2 mm par rotation. Course totale d'environ 18 mm. Réglage du frottement Platine sans rack 131 x 152/197 mm avec platine mécanique sans rack 77 x 36 mm Condenseur Zernike réglable en hauteur N.A. 1,25 avec diaphragme iris et porte-filtre

Éclairage NeoLED™ 3 W. Alimentation interne 100-240 V (CE) Livré avec cordon d'alimentation, cache anti-poussière, huile d'immersion 5 ml dans un boîtier en polystyrène et sans piles rechargeables de type AA

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13958-microscope-optique-trinoculaire-droit-modele-bs-1152-pli.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique
Tête d'observation	Trinoculaire

Documents associés

- fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com