

FICHE PRODUIT

MICROSCOPE TRINOCULAIRE INVERSE Modèle OX.2053-PLPH

Référence : SOC-OX2053PLPH

Points forts

- délais : 48 heures
- Tête d'observation : Trinoculaire

Description du produit

MICROSCOPE TRINOCULAIRE INVERSE Modèle OX.2053-PLPH

Les microscopes Trinoculaire inversés (Life Science) sont utiles pour l'observation d'organismes vivants et de cultures de tissus dans des boîtes de culture cellulaire et des flacons. Ce modèle comprend une étape mécanique et une capacité de contraste de phase.

Spécifications Techniques du microscope trinoculaire inverse

•

Microscope trinoculaire inversé avec platine mécanique PLPH 10/20 / 40x, 5 W LED et avec boîte de transport

Paire d'oculaires HWF 10x / 22 mm

Tête trinoculaire, tubes inclinés à 45 °. Les tubes peuvent être positionnés en position haute ou basse Distance interpupillaire 54-75 mm.

Ajustement dioptrique sur l'oculaire gauche Oculaire pivotant quintuple inversé sur roulements à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

billes Phase plan PLPH 10x, 20x, S40x Objectifs IOS Toutes les optiques sont traitées anti-champignon et anti-reflet pour un débit lumineux maximum Platine 250 x 230 mm avec mécanique 120 x 78 mm platine Fourni avec insert en verre avec trou de 30 mm, un insert métallique avec trou de 25 mm, un insert métallique pour support de boîte de Pétri de 35 mm de diamètre, un support de diapositive 76x26 mm avec support de boîte de Petri de 54 mm et un support Multiwell avec support de boîte de Petri de 65 mm Coaxial ajustements grossiers et fins. Précision 2 µm, 0,2 mm par rotation. Course totale d'environ 25 mm Fourni avec insert métallique pour boîtes de Pétri de 35 mm et support Teraski NA 0,30 condenseur avec diaphragme à iris et porte-filtre, distance de travail 72 mm Fourni avec curseur avec anneaux de contraste de phase et filtre vert Transmis 5 W NeoLED™, intensité réglable avec alimentation interne 100-240 V (CE) Fourni avec cordon d'alimentation et boîtier de transport

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13960-microscope-trinoculaire-inverse-modele-ox-2053-plph.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tête d'observation	Trinoculaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com