

FICHE PRODUIT



MICROSCOPE TRINOCULAIRE A FLUORESCENCE Modèle IS.3152PLI-3

Référence : SOC-IS3152PLI3

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique à fluorescence

Description du produit

MICROSCOPE TRINOCULAIRE A FLUORESCENCE Modèle IS.3152PLI-3

Spécifications Techniques du microscope trinoculaire a fluorescence

- Méthode de détection à fluorescence
- Eclairage par lumière transmise
- Interface d'affichage des données par moniteur couleur de 11,6 pouces et à inclinaison réglable
- Livré avec un système compatible d'analyse d'imagerie
- Sortie de données : fichiers BMP, JPG, PNG, TIFF
- pour minimum 5 objectifs et objectifs de haute qualité entre 2x à 100x
- Plateau de condenseur avec curseur de diffusion et bloc coulissant
- Contraste de diascope : fond clair, fond noir, contraste de phase et de polarisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tourelle de filtres de fluorescence à 5 positions minimum
- Bouclier UV et pare-lumière
- Porte d'accès au cube lumineux
- Platine avec goupilles de verrouillage
- Commandes de positionnement fin de la platine sur l'axe X-Y et de mise au point
- Souris optique USB
- Lecteur flash USB
- Housse de protection anti-poussière
- Conforme aux normes internationales et livré avec manuel d'utilisateur
- Alimentation : 220/240V, 50/60Hz

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13961-microscope-trinoculaire-a-fluorescence-modele-is-3152pli-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique à fluorescence

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com