

**FICHE PRODUIT**

## Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces

Référence : SOC-40011005

### Description du produit

#### Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces

Le **Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces** est un **équipement de laboratoire**, de forme concave, **en verre**, dont le **bord est rodé** c.à.d uni et poli. On l'utilise principalement pour **couvrir un bécher**, pour **évaporer un liquide**, pour **effectuer certaines réactions d'identification** ou pour **peser une quantité de matière** (généralement sous forme solide).

- Différents diamètres du **Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces** sont proposés sur **SOCIMED** : 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm.
- Conditionnement minimum de vente : lot de 10 pièces.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/verre-de-montre/13965-verre-de-montre-bord-rose-lot-de-10-pieces.html>



## Déclinaisons

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

| Désignation     | Référence :   | EAN13 : |
|-----------------|---------------|---------|
| diametre - 5cm  | SOC-40011005a |         |
| diametre - 6cm  | SOC-40011005b |         |
| diametre - 7cm  | SOC-40011005c |         |
| diametre - 8cm  | SOC-40011005d |         |
| diametre - 9cm  | SOC-40011005e |         |
| diametre - 10cm | SOC-40011005f |         |
| diametre - 11cm | SOC-40011005g |         |
| diametre - 12cm | SOC-40011005h |         |
| diametre - 14cm | SOC-40011005i |         |
| diametre - 15cm | SOC-40011005j |         |
| diametre - 16cm | SOC-40011005k |         |
| diametre - 18cm | SOC-40011005l |         |
| diametre - 20cm | SOC-40011005m |         |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com