


FICHE PRODUIT



Fauteuil dentaire ID300 V

Référence : SOC-ID300V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le carquois du fauteuil dentaire modèle ID300 V peut disposer d'un minimum de deux à un maximum de cinq instruments, plus deux instruments sur la console de l'assistant, en plus des deux tubes d'aspiration chirurgie magnétique.

De plus on peut monter les instruments suivants :

- La turbine a fibre optique ;
- La micro moteur a fibre optique ;
- Une seringue ;
- La curette piézoélectrique ;
- La lampe à polymérisation et la camera Endo-orale ;
- Le plateau porte instruments est fourni dans une mesure double.

Une commande à pédale pour le fonctionnement des instruments dynamiques, chip-air, chip-blower.

Le fauteuil existe dans la version avec un programme de vidage de mémoire ou dans la version avec un programme de vidage de mémoire, de retour à la dernière position de travail et de deux autres positions de travail de mémoire modifiable par l'utilisateur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le fauteuil dentaire modèle ID300 V peut-être actionné par les interrupteurs du carquois, la console de l'assistant et par le commutateur à pédale.

Le rinçage de la cuvette et le remplissage du verre sont eux aussi commandés par les interrupteurs du carquois et par la console de l'assistant et sont réglés aussi bien pour le flux que pour le temps.

Le fauteuil dentaire modèle ID300 V est certifié et construit en pleine conformité des normatives européennes pour la sureté et l'hygiène : CE93/42 ECC, 89/392 CE, 89/336 CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/14-fauteuil-dentaire-id300-v.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com