


FICHE PRODUIT

Canne, Modèle GCW7937L

Référence : SOC-GCW7937L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Taille: 95.5-118.5 cm.
- Poids net: 0.55 kg .
- Dimensions: 100x30x30 cm.
- Pièces dans un carton: 20.
- Poids brut: 12 kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/140-canne-modele-gcw7937l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com