

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse réfrigérée Heraeuse Cryofuge 16

Référence : SOC-75007673

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuse réfrigérée Heraeuse Cryofuge 16

Elle est conçue pour les banques de sang flexibles et de grande capacité. **La centrifugeuse Heraeuse Cryofuge 16** est fiable et sur la productivité dans les centres de traitement du sang. Sa capacité est optimisée de 16 poches de sang x 500 ml et sa conception ergonomique facilite le travail avec de plus gros volumes en utilisant les protocoles que vous avez déjà validés et conformes aux normes internationales. La meilleure ergonomie et le faible encombrement associés à la configuration rapide de cycles reproductibles et traçables font de cette centrifugeuse la centrifugeuse de choix pour la productivité simplifiée du traitement du sang.

Spécifications Techniques de la centrifugeuse réfrigérée Heraeuse Cryofuge 16

Capacités: 12 poches de sang x 500 ml et 16 poches de sang x500ml

Vitesse maximale: 4 700 tr/min

FCR maximale : 7 187 x g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Système d'entraînement: Technologie d'entraînement sans charbon et à couple élevé DuraFlex

Tolérance aux déséquilibres: 125 g dans des charges opposées

Intégrateur ACE (Accumulated Centrifugal Effect): Oui

Technologie écologique: Réfrigération désactivée lorsque la porte est ouverte ; rotors carénés Eco-Spin

Contrôle Interface: Interface à écran tactile Centri-Touch
Profils d'accélération/décélération et émulation des protocoles existants: 11 profils d'accél., 12 profils de décél., plusieurs profils d'émulation

Modes: Au démarrage, au démarrage vitesse/durée

Cycles par paliers: Oui, 30 triplets profil/vitesse/durée, jusqu'à 3 paliers chacun

Journal de suivi de la maintenance: Oui

Traçabilité des protocoles: Oui, enregistrements des cycles intégrés Centri-Track

Plage de performance: Vitesse 300-4 700 tr/min ; FCR

Durée de fonctionnement: 99 heures 59 min 59 sec (incrément de 1 seconde)

Fonction de pré réfrigération : Oui

Plage de températures: -20 à 40 °C, réglable à 1 °C

Autres fonctions: Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, connexion de l'utilisateur, verrouillage par l'utilisateur, ouverture automatique de la porte, ID automatique du rotor, affichage à l'écran des déséquilibres, surchauffe, cuve en acier inoxydable, affichage de conseils en cas de messages d'erreur

Dimensions (H x L x P): 1 015 x 816 x 900 mm

Poids : 230 V : 465 kg

400 V : 495 kg

Puissance calorifique: < 2 kW

Consommation électrique: < 5 400 VA

Certifications: UL, CE, MDD, FDA

Normes EN 61010-1 3e Édition, CEI 61010-2-020 2e éd et. CDV 61010-2-020 3e Édition, CEI 61010-2-101 3e Édition, EN 61326-1 Classe B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Garantie: 2 ans pour l'unité, 5 ans pour le système d'entraînement (arbre moteur), 5 ans pour la réfrigération

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/14009-centrifugeuse-refrigeree-heraeuse-cryofuge-16.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com