

FICHE PRODUIT

Flacons à Décanter En Polyéthylène, Col étroit

Référence : SOC-49130005

Description du produit

Flacons À Décanter En Polyéthylène, Col Étroit

Les flacons à décanter sont recommandés pour une utilisation dans le cadre d'une décantation. Ils sont également idéals pour le stockage et la distribution de liquides.

Spécificités

- Bonne résistance chimique
- Équipé d'une poignée de transport ; les tailles 25 et 50 litres sont équipées de deux poignées de transport
- Résistance à une température maximale de +80 °C (+120 °C pendant de courtes périodes)
- Obturateur pour les cols larges, très résistant, avec joint améliorant les performances en matière d'étanchéité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/14014-flacons-a-decanter-en-polyethylene-col-etroit.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 5000 ml	SOC-49130005-A	
flacons_capacite - 10 L	SOC-49130010	
flacons_capacite - 25 L	SOC-49130025	
flacons_capacite - 50 L	SOC-49130050	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com