

FICHE PRODUIT

Flacons Pour L'analyse De L'eau Potable, Sans Thiosulfate De Sodium

Référence : SOC-49126020

Description du produit

Flacons Pour L'analyse De L'eau Potable, Sans Thiosulfate De Sodium

Stériles, à usage unique, en polypropylène, bonne transparence, col large, forme carrée, gradués, étiquetage individuel avec n° lot et note «STERILE R» (= stérilisation par radiations)

Conforme à la réforme du règlement allemande sur l'eau potable en vigueur depuis novembre 2011 (modifié le 14.12.2012), pour l'échantillonnage d'eaux libres, lacs, fleuves, etc.

Spécificités Techniques

Quantité minimum: 1 unité d'emballage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ref	Capacité	Unité d'emballage	Dimensions
SOC-49126020	125 ml	350 pièces	env. 92 x 50 mm diam.
SOC-49126024	250 ml	216 pièces	env. 115 x 50 mm diam.
SOC-49126030	500 ml	120 pièces	env. 145 x 50 mm diam.
SOC-49126036	1000 ml	72 pièces	env. 175 x 50 mm diam.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-50-a-2000-ml/14021-flacons-pour-l-analyse-de-l-eau-potable-sans-thiosulfate-de-sodium.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 125 ml	SOC-49126020-a	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-49126024	
flacons_capacite - 500 ml	SOC-49126030	
flacons_capacite - 1000 ml	SOC-49126036	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com