

FICHE PRODUIT



Flacons En Polyéthylène, Avec Atomiseur

Référence : SOC-49119010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Flacons En Polyéthylène, Avec Atomiseur

Les flacons Atomiseurs en polyéthylène sont appropriés notamment pour désinfecter des endroits inaccessibles ainsi que pour la chromatographie en couche mince.

- Réglage de la pulvérisation par une simple rotation de l'embout de la pulvérisation très fine au jet
- en PE-BD, atomiseur réglable en polypropylène
- Capacité : 1000 ml

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/14026-flacons-en-polyethylene-avec-atomiseur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com