

FICHE PRODUIT

Flacons à Epaule Haute, En Polyéthylène

Référence : SOC-49105012

Description du produit

Flacons À Épaule Haute, En Polyéthylène

Flacons transparents, légers et souples en PE-BD, col étroit, avec capuchon à vis. Convient pour les liquides. Résistent à un grand nombre d'agents chimiques de laboratoires tels que les acides et les lessives et quelques solvants.

Spécificités Techniques :

Ref	Capacité	Filetage
SOC-49105012	50 ml	GL 18
SOC-49105018	100 ml	GL 18
SOC-49105024	250 ml	GL 25
SOC-49105030	500 ml	GL 25
SOC-49105036	1000 ml	GL 28

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/14027-flacons-a-epaule-haute-en-polyethylene.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 50 ml	SOC-49105012-A	
flacons_capacite - 100 ml	SOC-49105018	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-49105024	
flacons_capacite - 500 ml	SOC-49105030	
flacons_capacite - 1000 ml	SOC-49105036	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com