

FICHE PRODUIT

Flacons Compte-Gouttes En Polyéthylène, Avec Pointe

Référence : SOC-49103004

Description du produit

Flacons Compte-Gouttes En Polyéthylène, Avec Pointe

Le flacon compte-gouttes est idéal pour conditionner différents liquides dans les domaines de la santé, de l'industrie, de la chimie et de l'agroalimentaire. **Doté d'un capuchon attaché compte-gouttes**, ce flacon se referme hermétiquement grâce à sa fermeture à vis.

Il est fabriqué en PE-BD et est conforme aux recommandations de l'institut d'hygiène allemand BfR.

Spécificités Techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ref	Capacité	Filetage
SOC-49103004	10 ml	GL 14
SOC-49103008	20 ml	GL 14
SOC-49103012	30 ml	GL 14
SOC-49103016	50 ml	GL 18
SOC-49103020	100 ml	GL 18
SOC-49103024	250 ml	GL 25
SOC-49103028	500 ml	GL 25

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/14033-flacons-compte-gouttes-en-polyethylene-avec-pointe.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 10 ml	SOC-49103004-A	
flacons_capacite - 20 ml	SOC-49103008	
flacons_capacite - 50 ml	SOC-49103016	
flacons_capacite - 100 ml	SOC-49103020	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-49103024	
flacons_capacite - 500 ml	SOC-49103028	
flacons_capacite - 30 ml	SOC-49103012	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com