

FICHE PRODUIT

Laryngoscope à fibres optiques, 5 lames Modèle MACINTOSH Pour nouveau-nés et enfants

Référence : SOC-197561

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Laryngoscope à fibres optiques, 5 lames Modèle MACINTOSH Pour nouveau-nés et enfants

- Laryngoscope à fibres optiques ;
- 5 lames ;
- Modèle MACINTOSH ;
- Manche en fibre optique de 3,5 mm de diamètre pour une meilleure transmission de la lumière et une durée de vie plus longue ;
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ;
- Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 ;
- Autoclavable ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Disponible en éclairage halogène et LED ;
- Ampoules 2.5V ;
- Les poignées nécessitent 2 piles de format C ;
- Étui rigide et pochette souple disponibles.
- Coffret noir livré avec 01 manche enfant et 05 lames (000, 00, 0, 1, 2)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/14041-laryngoscope-a-fibres-optiques-5-lames-modele-macintosh-pour-nouveau-nes-et-enfants.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com