

FICHE PRODUIT



Flacons cylindro-coniques col étroit

Référence : SOC-49108018

Description du produit

Flacons cylindro-coniques col étroit

- En polypropylène
- Avec rodage femelle conique normalisé
- Col étroit : bouchon carré interchangeable en polypropylène
- Avec bouchon RIN en polyéthylène

Spécificités :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ref	Capacité	RIN
SOC-49108018	100 ml	14/23
SOC-49108024	250 ml	19/26
SOC-49108030	500 ml	24/29
SOC-49108036	1000 ml	29/32

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/14042-flacons-cylindro-coniques-col-etroit.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 100 ml	SOC-49108018-A	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-49108024	
flacons_capacite - 500 ml	SOC-49108030	
flacons_capacite - 1000 ml	SOC-49108036	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com