

FICHE PRODUIT

Pisettes En Polyéthylène

Référence : SOC-49102018

Points forts

- délais : 2 semaines

Description du produit

Pisettes En Polyéthylène

Les pisettes En Polyéthylène sont économiques, souples et faciles à presser. Elles s'utilisent avec des solutions générales telles que l'eau, le savon, les acides dilués et les alcalis diluées. En en PE-BD, souples, avec tube étiré, son embout peut être découpé pour accélérer le débit.

Bonne résistance chimique et thermique jusqu'à +80°C.

Spécificités Techniques :

Ref.	Capacité	Filetage
SOC-49102018	100 ml	GL 18
SOC-49102024	250 ml	GL 25
SOC-49102030	500 ml	GL 25
SOC-49102036	1000 ml	GL 28

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/14050-pissettes-en-polyethylene.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 100 ml	SOC-49102018-A	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-49102024	
flacons_capacite - 500 ml	SOC-49102030	
flacons_capacite - 1000 ml	SOC-49102036	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com