

FICHE PRODUIT

Flacons Compte-Gouttes Modèle TK, Verre Clair

Référence : SOC-41318006

Description du produit

Flacons Compte-Gouttes Modèle TK, Verre Clair

En verre clair transparent, ce **flacon compte-gouttes modèle TK** possède de bonnes propriétés chimiques et physiques avec bouchon plat rodé. Il peut s'utiliser avec des applications n'impliquant pas de contraintes thermiques importantes.

Spécificités Techniques :

Ref.	Capacité	Diam.	Hauteur
SOC-41318006	50 ml	env. 44 mm	env. 92 mm
SOC-41318012	100 ml	env. 55 mm	env. 106 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/14055-flacons-compte-gouttes-modele-tk-verre-clair.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 50 ml	SOC-41318006-A	
flacons_capacite - 100 ml	SOC-41318012	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com