


FICHE PRODUIT

Pèse-personne MPE 250K100PM avec colonne

Référence : SOC-MPE 250K100PM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pèse-personne professionnel avec fonction IMC pour une utilisation dans le diagnostic médical.

- Double affichage pratique à l'arrière de la balance, lecture facile pour le patient et le personnel soignant.
- Construction robuste et ergonomique prédestinée à l'utilisation quotidienne en environnement professionnel.
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables. Niveau à bulle pour un réglage exacte du niveau de la balance.
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale. Hygiénique et facile à nettoyer.
- Pesée sans secousse: filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités

Dispose d'une toise télescopique élégante intégrée au statif, avec une plage de mesure de 88 à 200 cm.

- Fonction Data Hold: l'affichage du poids se fige ce qui permet de lire la valeur en toute tranquillité
- Fonction mère-enfant: le poids de la mère est réglé sur zéro d'une pression de bouton. Puis la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mère et l'enfant sont pesés ensemble et la balance affiche directement le poids du bébé.

- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Affichage haute précision: la lecture(précision) peut être augmentée d'un cran pendant 5s

Transport aisé de la balance grâce à 2 roulettes.

- Bloc d'alimentation externe inclus. Interface de données RS-232 en série.
- Approbation médicale selon 93/42/CEE. Classe d'homologation III (en option, à commander à l'achat). Homologation prescrite par la loi pour une utilisation en milieu médical.
- Portée : 250kg
- Précision : 100g
- Plateau : 365 x 360 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/14058-pese-personne-mpe-250k100pm-avec-colonne.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com