

FICHE PRODUIT

Thermomètre infrarouge, Modèle JPD-FR202

Référence : SOC-JPDFR202

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermomètre infrarouge, Modèle JPD-FR202

Le thermomètre infrarouge **Modèle JPD-FR202** est testé cliniquement et s'est révélé fiable et précis lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation. Il possède un écran de couleur changeante et peut stocker et rappeler jusqu'à 20 lectures.

Spécificités Techniques :

Affichage: écran LCD HD, lecture en Fahrenheit ou Celsius

Plage de mesure et précision:

Mode front: 35-42,2 °C ± 0,2 °C / 95-108,0 °F ± 0,4 °F

Mode objet: 0-100 °C ± 1,0 °C / 32-212,0 °F ± 2,0 °F

Mémoire de stockage: 20 ensembles de données de mesure

Unités de température: °C / °F réglable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fonction d'arrêt automatique: 10s $\pm$ 1s

Type de batterie: AAA $\times$ 2

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/14059-thermometre-infrarouge-modele-jpd-fr202.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com