

FICHE PRODUIT

Poubelle blanche à pédale 20 litres (avec seau intérieur en plastique)

Référence : SOC-164194

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Poubelle blanche à pédale 20 litres (avec seau intérieur en plastique)

Petite poubelle à pédale avec bac intérieur en plastique 20 litres pour cuisine ou sanitaire

Matière :

- Extérieur : Acier peint blanc
- Intérieur : seau plastique de 20L

Spécificité :

- Bac 20 litres intérieur
- Pédale
- Couvercle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/14061-poubelle-blanche-a-pedale-20-litres-avec-seau-interieur-en-plastique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com