

FICHE PRODUIT

Chaise de laboratoire BIMOS.

Référence : SOC-791424

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les sièges Labsit sont parfaitement adaptés au travail en laboratoire grâce à la combinaison habile entre matériau, forme et traitement.

Il dispose d'un piètement à 5 roulettes autobloquantes et d'un repose-pied.

Antibactérien : garniture de coussin simili-cuir avec une efficacité notable contre les germes (traitement Sanitized),

Compatible salle blanche : pour l'usage en salles blanches de classe 3 selon ISD 14644-1 (Institut Fraunhofer),

Sans composants nocifs : sans composants toxiques ni émissions (organisme de contrôle TÜV Rheinland),

Conforme aux BPF : répond aux critères d'exigence de la réglementation BPF.

Hermétique : design hygiénique pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

Résiste aux désinfectants et aux produits chimiques : résiste à tous les désinfectants et produits chimiques classiques selon ISO 2812 (Institut fraunhofer).

Utilisable dans les laboratoires de biotechnologie : conforme aux classes de sécurité S1, S2 et S3 de l'ordonnance sur les agents biologiques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Certifié GS : pour une sécurité optimale (organisme de contrôle TÜV Rheinland).

Type : Chaises à roulettes, Chaises réglables.

Typologie de produits: Sièges.

Usage: Laboratoire.

Autres Caractéristiques

- Piètement polyamide noir.
- Largeur du siège : 450 mm
- Profondeur du siège : 420 mm
- Hauteur du dossier : 420 mm
- Ø pied en croix : 640

Caractéristiques techniques des différentes finitions de l'assise :

Pour toutes les utilisations en laboratoire et dans les environnements industriels :

1. Simili-cuir Magic

- lavable
- facile à entretenir
- résiste aux désinfectants
- traitement antibactérien
- doux et moelleux
- sans PVC
- sans phtalates
- résiste au sang et à l'urine
- Protection anti-incendie conforme à la norme EN 1021, parties 1 + 2
- conforme à la norme OEKO-TEX® 100 > 50 000 cycles d'abrasion

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-ou-sieges-pour-chirurgiens/14062-chaise-de-laboratoire-bimos.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com