

FICHE PRODUIT

Blouse médicale, Modèle Nelly

Référence : SOC-NEL080000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Col rond fermeture par pressions, 3 poches dont une poche poitrine.

Caractéristiques :

Type de tissu : Tissu pique

Composition matière : Polyester Coton

MARQUE - Label Blouse

Type / Famille - Blouse tunique et pantalons (non contractuel)

Coloris 1 - Blanc

Coloris 2 - Vert

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/14063-blouse-medicale-modele-nelly.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com