

FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation, modèle VG70

Référence : SOC-VG70

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation, modèle VG70

Le VG70 combine les avantages d'un ventilateur non invasif flexible avec un ventilateur invasif complet pour les soins intensifs.

Caractéristiques du ventilateur

- 1- Ventilateur invasive : VCV(A/C) PCV(A/C) PRVC SIMV(VCV)+PSV SIMV(PCV)+PSV SIMV(PRVC)+PSV SPONT/CPAP+PSV BIVENT+PSV
- 2- Ventilation non invasive : NIV/CPAP NIV-T NIV-S/T.
- 3- Taux de respiration: 1~80 bpm
- 4- Temps d'inspiration 0.2~9 s
- 5- Temps de pause pour inspiration : 0-4s

Description technique

- 1- Écran: écran tactile couleur TFT 12'' (détachable)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2- Dimension (WxDxH): 322 mm x 375 mm x 366 mm (Unité principale)

547 mm x 675 mm x 950 mm (Chariot)

3- Poids: 12,5kg (Unité principal)

26kg (Chariot)

4- Alimentation en gaz: O₂, 0.28~0.6 MPa

5- Alimentation: AC100~240 V, 50 Hz/60 Hz

Accessoires standard:

- Manuel d'utilisation du ventilateur VG70
- Câble d'alimentation
- 2 Diaphragme
- Trappe d' eau
- Couverture
- Diaphragme unidirectionnel
- Outil pour démonter la valve d'expiration
- Filtre de ventilateur
- Noyau de filtre
- Filtre
- Batterie interne RRC2024 (batterie au lithium)
- Nébuliseur
- 2 Fusible T3.15AH250V
- Capteur d'oxygène
- Kit circuit respiratoire adulte
- 800-21001 Poumon de test adulte
- Masque facial (L) (RAP-422 adulte, anglais □ avec bandeau □ masque en silicone NIV)
- Coude (diamètre intérieur 22 mm): Est choisi avec le masque facial
- 2 Filtre bactérien 800-51900-11
- Filtre d'entrée d'oxygène
- Ligne de canalisation d'oxygène
- Humidificateur: 220V, norme européenne
- Assemblage du chariot □220V□: Inclut le chariot, le bloc d'alimentation, etc. Norme européenne.
- Manche

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/14065-respirateur-de-reanimation-modele-vg70.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com