


FICHE PRODUIT

Simulateur de mise en place d'un stérilet, Modèle W45152

Référence : SOC-W45152

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce modèle de simulateur de mise en place d'un stérilet W45152 est une représentation très réaliste de l'appareil génital féminin. Il affiche un utérus en coupe ainsi que les ovaires et les fimbria.

Le stérilet, petit objet en forme de T, aussi appelé DIU pour "dispositif intra-utérin" est le système de contraception présentant le taux d'échec le plus bas (entre 0,1 et 0,4%) et est le deuxième moyen de contraception le plus utilisé par les femmes après la pilule.

Ce modèle nous propose donc de simuler l'insertion d'un stérilet dans l'utérus. Pour ce faire et dans un souci de clarté, l'utérus en coupe est muni d'une vitre en plastique transparente pour pouvoir suivre l'opération et mieux contrôler le placement du stérilet (stérilet non fourni).

Ce simulateur de mise en place d'un stérilet W45152 est un modèle d'entraînement à but pédagogique et informatif pouvant avoir sa place dans les cliniques et les planning familiaux. Également adapté pour les cours d'éducation sexuelle et autres cours de sensibilisation, et pour la formation des gynécologues.

- Stérilet non fourni
- Poids : 900 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/14066-simulateur-de-mise-en-place-d-un-sterilet-modele-w45152.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com