

FICHE PRODUIT

Seringues RITIPS RITTER stériles, 0,5 ml

Référence : RIT-RITIP05S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringues RITIPS RITTER stériles, 0,5 ml; en polypropylène autoclavable;

Caractérisée par sa précision, son exactitude et sa fiabilité;

- L'adaptation d'un cône permet l'accès à des récipients étroits et profonds (cuves de spectrophotomètre, petits tubes, cupules) et permet, après sélection du cône, de moduler la puissance du jet distribué;
- Présentation en deux versions : non stérile en vrac et stérilisée par irradiation sous sachet pelable individuel;
- Niveau d'endotoxine contrôlé pour la version stérilisée;
- Volume distribué selon la position du sélecteur de la pipette:
 - * position 1: 10 µl,
 - * position 2: 20 µl,
 - * position 3: 30 µl,
 - * position 4: 40 µl,
 - * position 5: 50 µl;
- Nombre maxi de distributions par position: * Position 1: 48,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Position 2: 23,
- * Position 3: 15,
- * Position 4: 12,
- * Position 5: 8;

Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-ritips-ritter/1407-seringues-ritips-ritter-sterile-0-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com