


FICHE PRODUIT

Mannequin d'accouchement par forceps

Référence : SOC-R10181

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce Mannequin d'Accouchement par Forceps est un outil d'apprentissage et d'entraînements aux méthodes obstétriques d'accouchement par forceps. Aussi appelé accouchement par pince, ou à ventouse, ce type d'accouchement nécessite l'utilisation de pinces ou de ventouse épousant la forme du crâne du nourrisson.

Cet appareil novateur dispose d'une cavité pelvienne aux repères anatomiques précis, ainsi que deux fœtus : l'un est prématuré et le second est arrivé à terme. Ainsi, l'utilisateur dispose de toutes les compétences requises en cas d'accouchement en urgence, et se confronte aux réelles circonstances pouvant arriver.

Le Mannequin d'Accouchement par Forceps présente un bassin spécialement fabriqué avec des matériaux en vinyle doux. Il reproduit de manière très réaliste la résistance qui apparaît dès lors que l'accouchement engendre des complications. L'utilisateur peut ainsi s'entraîner à l'utilisation de pinces forceps ou d'une ventouse.

Ce dispositif vous est livré avec une zone abdominale amovible, de la poudre pour créer du sang artificiel, une vulve supplémentaire, ainsi qu'un sac de transport. Les pinces forceps ainsi que la ventouse ne sont pas fournies.

- Dimensions : 53 x 33 x 43 cm.

- Poids : 7 Kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Modèle : Adulte.
- Entraînement aux méthodes obstétriques d'accouchement par forceps.
- Accouchement par pince, ou par ventouse.
- Cavité pelvienne correctement représentée.
- Repères anatomiques précis.
- Acquisition des compétences nécessaires à la gestion d'un accouchement avec complications.
- Spécialement fabriqué en matériaux de vinyle doux.
- Exerce une résistance pour empêcher l'accouchement.

Sont inclus :

- 2 fœtus : un prématuré ainsi qu'un second arrivé à terme.
- zone abdominale amovible.
- poudre pour créer du sang artificiel.
- vulve supplémentaire.
- sac de transport.
- Les pinces forceps ainsi que la ventouse ne sont pas fournies.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/14070-mannequin-d-accouchement-par-forceps.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com