

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde manopoire tempo 2 avec 4 brassards

Référence : SOC-DS99608

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce tensiomètre anéroïde manopoire Tempo II est un appareil médical utilisé pour mesurer la pression artérielle du patient. Il est classé dans la catégorie des tensiomètres manuels. Contrairement aux autres modèles de la même catégorie que ce tensiomètre médical, dont le manomètre, l'élément servant à contrôler l'aiguille au niveau du cadran est placé sur le brassard ; ce dispositif se situe au niveau de sa poire, et cela, par le biais d'un raccord rapide. Ce tensiomètre anéroïde présente de nombreux avantages, et cela, grâce à ses spécificités. En effet, la lecture des résultats est beaucoup plus facile. Lors de la mesure de la tension artérielle, le praticien peut faire des mouvements libres. Aussi, l'utilisation de ce tensiomètre professionnel est très économique. Comme il est doté de 4 différents types de brassard, son réglage peut être adapté pour les patients de différentes morphologies, adulte, adulte large, enfant, nourrisson).

Ce tensiomètre anéroïde manopoire Tempo II est équipé d'un manomètre doté d'un grand écran avec une graduation entre 0 à 300 mmHG, d'un robinet de décompression et d'une poire ergonomique. Ce tensiomètre médical est aussi muni d'une cuillère de maintien et peut être utilisé pratiquement avec les deux mains. Ce tensiomètre anéroïde manopoire Tempo II est livré avec 4 brassards de taille différente. Il y a celle qui est destinée pour les nourrissons, les enfants, les adultes et les personnes possédant des bras forts. Ce tensiomètre anéroïde est muni d'une fermeture velcro. Il est savoir que ce tensiomètre professionnel est livré avec une trousse de rangement fabriquée en nylon.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Manomètre avec grand écran
- Diamètre du cadran 59,5 mm
- Bague de protection du cadran en caoutchouc
- Fourni avec un boîtier en métal
- Deux modes de traitement
- Manomètre en alliage de zinc, avec poignée-cuillère en plaqué nickel
- Valve de dégonflage avec filtre métal : « push » pour un dégonflage rapide, « vis » pour une déflation précise
- Brassard velcro, sans poche, immergeable, avec bouchon
- Poire PVC avec cuillère
- Livré avec une sacoche de transport en nylon
- Livré avec 4 brassards sans poche (nourrisson, enfant, adulte et bras forts) à fermeture velcro.
- Cuillère de maintien.
- Utilisation ambidextre.
- Graduation de 0 à 300mmHG.

Accessoires inclus avec le tensiomètre anéroïde manopaire tempo 2 avec 4 brassards (adulte, adulte large, enfant, nourrisson)

- Livré avec 4 brassards sans poche (nourrisson, enfant, adulte et bras forts) à fermeture velcro.
- Fourni avec une trousse de rangement nylon.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/14072-tensiometre-anoiride-manopoire-tempo-2-avec-4-brassards.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com