

FICHE PRODUIT



Microperfuseurs épicranien venofix pour ponction veineuse

Référence : SOC-VFX1040

Description du produit

Les micro perfuseurs Venofix déclinés sous la forme d'un modèle à ailettes, sont utilisés pour les injections et les perfusions de courte durée. Leurs petites ailettes permettent de fixer simplement et rapidement les micro perfuseurs sur la peau.

Grâce à leur biseau fin, les microperfuseurs Venofix se prêtent également parfaitement aux prélèvements sanguins, même en présence de veines sensibles et à peine visibles.

La tubulure de 30 cm résistante aux plicatures vous permet de travailler à une distance convenable du patient.

- embout Luer Lock.
- obturateur.
- microperfuseur avec embout Luer Lock et obturateur.
- ponction indolore.
- tubulure résistante aux plicatures.
- sous emballage individuel stérile.
- Conditionnement : boîte de 50 microperfuseurs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microperfuseurs-surflo-a-ailett/14073-microperfuseurs-epicranien-venofix-pour-ponction-veineuse.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
microperfuseur_dimensions - G19, 1,1 x 20 mm, ivoire	SOC-VFX111	
microperfuseur_dimensions - G21, 0,8 x 20 mm, vert	SOC-VFX108	
microperfuseur_dimensions - G25, 0,5 x 15 mm, orange	SOC-VFX105	
microperfuseur_dimensions - G27, 0,40 x 10 mm, gris	SOC-VFX104	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com