

FICHE PRODUIT

Glucomètre Tyson Bio TB100 kit de démarrage

Référence : SOC- ETGLUC01

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glucomètre Tyson Bio TB100 kit de démarrage est utilisé pour l'auto surveillance et la gestion facile de la glycémie.

Un appareil facile à utiliser, disponible en Kit complet.

Caractéristiques

- Mesure complète en 5 secondes.
- Echantillon de sang réduit à 0.5 ul.
- AST prélèvement sur site alternatif.
- 4 réglages d'alarme programmables.
- Large écran LCD.
- Mémoires de 300 mesures.
- Dimensions : 99 x 19 x 58 mm.
- Poids : 60 grammes.

Kit complet est composé de :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100 avec pile CR 2032 3V.
- 10 bandelettes sans code.
- 10 lancettes .
- 1 solution de contrôle.
- 1 stylo auto piqueur.
- 1 mode d'emploi, 1 guide d'utilisation rapide, 1 carnet de note.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/14078-glucometre-tyson-bio-tb100-kit-de-demarrage.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com