

FICHE PRODUIT



Blouse de protection stérile avec capuche

Référence : SOC-SFA63

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Blouse de protection stérile avec capuche ST-a TPU

- 1- Peut être utilisé en la salle d'opération et en salle de soins intensifs.
- 2- 63 grammes avec couvre-tête sans couvre-pied.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection/14079-blouse-de-protection-sterile-avec-capuche.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com