

**FICHE PRODUIT**



## Flacons avec thiosulfate de sodium GOSSELIN - 160 x 70 x 70 mm

Référence : PLG-FCVI500TP

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Flacons avec thiosulfate de sodium GOSSELIN - 160 x 70 x 70 mm.

- \* De forme carrée.
- \* Préconisés pour l'analyse des eaux: réseau urbain, piscines, rivières, ...etc.
- \* Capacité volumique: 500 ml.
- \* Diamètre de l'ouverture: 20 mm.
- \* Cape rouge à vis inviolable.
- \* Dose de thiosulfate de sodium: 100 mg / litre (sous forme d'une pastille de 50 mg).
- \* Disponible en Polyéthylène.
- \* Haute densité PEHD.
- \* A emballage standard.
- \* Dimensions (mm): 160 x 70 x 70.
- \* Condition minimum de vente: 100.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-prelevement-microbiologique/1408-flacon-avec-thiosulfate-de-sodium-gosselin-160-x-70-x-70-mm.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com