

FICHE PRODUIT

Analyseur d'hémostase (Coagulomètre) 02 Canaux

Référence : SOC-C0128Y

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur d'hémostase (Coagulomètre) 02 Canaux

L'analyseur d'hémostase 02 canaux sont des analyseurs compacts et précis de coagulation. Ils fonctionnent avec un système mécanique de détection qui identifie le changement de viscosité dès le début de la coagulation.

La mesure est donc totalement indépendante de la turbidité de l'échantillon. Les mesures sont initiées par le compte à rebours évitant les dépenses supplémentaires d'une pipette de mise en route.

-
-

Spécifications techniques

-

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Détection : Mécanique

Micro méthode : Oui, 100 % de tests en plus par trousse

Fonction compte à rebours : Oui

Calibration : Libre de calibration

Analyse sur : Sang entier et plasma

Contrôle d'erreurs : Automatique

Volumes de mesure : 150 – 400 µl

Effectue des essais : PT, TCA, TT, FIB et Lyse

Système ouvert : Oui

Canaux de mesure : 2

Vitesse : Jusqu'à 120 tests/heure

Positions sur l'incubateur : 4

Positions pour réactifs : 1

Double détermination : Oui

Résultats exprimés en : %, INR, ratio, mg/dl, g/l et secondes

Programmation de courbes de calibration : Oui

Minuterie pour incubation : 2

Dimensions (l x p x h) : 13,0 x 9,0 x 27,5 cm

Poids : 1,9 kg

Alimentation électrique : 110/220 V – 50/60 Hz

Puissance : 20 VA

Accessoires inclus : Adaptateur, 1 distributeur de billes, 25 récipients de réactifs (20mm), 112 cuvettes, 112 billes, 1 housse anti-poussières et 1 manuel d'utilisation

Option : Imprimante thermique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/14080-analyseur-d-hemostase-coagulometre-02-canaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com