

FICHE PRODUIT

Oxymètre de pouls EDAN H100B avec capteur Adulte

Référence : SOC-H100BA

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'oxymètre de pouls EDAN H100B est destiné à la surveillance continue ou ponctuelle de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence cardiaque des patients dans tous services hospitaliers, cliniques, services d'urgence

Equipé d'un grand écran LCD rétro-éclairé, il affiche clairement et en temps réel la mesure de la SpO2 et du rythme cardiaque selon les modes courbe ou numérique. Graphique à barre du pouls et Plethysmogram sont également disponibles. Il est possible d'afficher les tendances graphiques ou tableau de la SpO2 ou du pouls des 10 dernières minutes.

L'oxymètre EDAN H100B est doté d'une grande capacité de mémoire : il peut ainsi mémoriser les données jusqu'à 300h, jusqu'à 100 patients !

Des alarmes visuelles et sonores peuvent être activées ou désactivées par le professionnel de santé, et configurées selon le type de personne surveillée : mode adulte, mode néonatal. L'alarme se déclenche lorsque la valeur de la SpO2 ou la fréquence de pulsation du patient passe au-delà du seuil haut ou passe au-dessous du seuil bas. Une alarme sonore se déclenche également en cas de retrait intempestif du doigt.

L'oxymètre de pouls EDAN H100B est alimenté par 4 piles AA 1.5V (fournies) qui lui confèrent une autonomie maximale de 48 heures en fonctionnement continu.

L'oxymètre de pouls EDAN H100B est livré avec un jeu de piles et une pochette protectrice.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

D'autres accessoires, disponibles en option, permettent de mieux le protéger (coque de protection) ou de le recharger simplement (chargeur et batteries NiMh).

L'EDAN H100B est compatible avec les capteurs Nellcor.

Caractéristiques de l'oxymètre de pouls EDAN H100B

- Usage : adulte et pédiatrique.

Mesure et affichage :

- Saturation en oxygène du sang (SpO2) de 1 à 100%.
- Pouls de 30 à 254 pulsations / minute.

Précision :

- SpO2 : de 70 à 100%, +/- 2%.
- Pouls : +/- 3 %.

Affichages numériques et graphiques sur écran LCD avec tracé historique.

Dimensions : 16,0 x 7,0 x 3,76 cm.

Poids : 165 g (sans piles).

Alimentation : 4 piles alcaline 1,5V AA (fournies).

Autonomie : 48h en continu.

Livré avec jeu de piles, un capteur adulte et une pochette protectrice.

Marquage CE 0123.

Bon à savoir

Trois versions disponibles :

- Oxymètre EDAN H100B avec capteur doigt adulte,
- Oxymètre EDAN H100B avec capteur doigt pédiatrique,
- Oxymètre EDAN H100B avec capteur doigt néonatal.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/14087-oxymetre-de-pouls-edan-h100b-avec-capteur-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com