

FICHE PRODUIT

Garrot enfant dinosaures

Référence : SOC-GARDINO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Garrot enfant "dinosaures". * Garrot avec bande élastique et fermoir de sécurité. * Maniement aisé d'une main. * Autoclavable. * Largeur de la bande: 25 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/1409-garrot-enfant-dinosaures.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com