

FICHE PRODUIT



Poche à sang pédiatrique

Référence : SOC-BBQ240P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les poches de sang pédiatriques sont utilisées pour diviser les unités de sang en quatre sacs pédiatriques de tailles égales.

Ces sacs sont conçus à partir de PVC de haute qualité pour une sécurité et une commodité maximale.

Chaque sac est composé d'une solution additive anti-coagulante, un sac primaire, un sac de transfert de plaquettes et une jauge d'aiguille pour donneur.

La seule solution anti-coagulante présente dans le sac primaire est la CPDA-1.

Le sac primaire est disponible avec une taille de 450 ml seulement tandis que la taille du sac de transfert est de 150 ml.

- Anti-coagulant Additive Solution : CPDA-1
- Poche principale : 450 ml
- Poches de sang : 150 ml
- Calibre de l'aiguille de donneur : 17G

MOQ: 1000 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poche-a-sang/14090-poche-a-sang-pediatrique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com